



# Blu:ssentials

NOVA  
optiforum

# Blu:ssentials

PT



Mensal



6 Unid.



Mark'ennovy



## Parâmetros

Tipologia de lente	Hidrófila
Geometrias	Esférica Tórica Multifocal
Raio de curvatura (mm)	8.30 a 8.90 (0.30)
Diâmetro (mm)	14.50 a 15.00 (0.50)
Potência esférica (D)	-8.00 a +6.00 (0.25)
Cilindro (D)	-0.75 a -2.75 (0.25)
Eixo (°)	0 a 180 (10)
Adição (D)	0.50 a 2.50 (0.50)
MF Design	CN / CD



## Material

Composição	Silicone de Hidrogel
H <sub>2</sub> O (%)	75
Dk/t	48
Coefficiente de atrito (μ)	0.09
Módulo de elasticidade (MPa)	0.25
Filtro UV	Sim - Classe 1
Filtro Luz Azul	Sim
Cor de manipulação	Verde



## Soluções recomendadas

Solução de estojo	Eyeye Comfort All-in-one
-------------------	--------------------------



## Apresentação

Blu:ssentials é uma lente em silicone de hidrogel, combinando um filtro UV de Classe I com filtro seletivo de bloqueio da luz azul para proteger o olho de mais de 99% de UVB, 93% de UVA e 14% de luz prejudicial azul-violeta. Esta gama seletiva de parâmetros oferece aos pacientes com prescrição standard a proteção contra a luz ultravioleta e a luz azul do sol e da iluminação LED em âmbito doméstico, nos espaços públicos e dispositivos móveis.



## Guia de adaptação

É aconselhado seguir as regras de adaptação de lentes hidrófilas, de acordo com o DHIV e queratometrias e seguir as orientações do guia da Mark'ennovy para a lente Blu:ssentials. Calcule a lente com a ajuda da calculadora online da Mark'ennovy: <http://markennovy.com/fitting-calculator/>