



# Onefit MED

NOVA  
optiforum

# Onefit MED

PT



Anual



1 Unid.



CooperVision



## Parâmetros

Tipologia de lente	RGP Escleral
Geometrias	Esférica Tórica
Altura sagital ( $\mu\text{m}$ )	3800 a 6600
Diâmetro (mm)	15.60 a 16.40
Potência esférica (D)	-25.00 a +25.00




## Material

Composição	Optimum Extra
Dk	100
Filtro UV	Sim
Filtro Luz Azul	Não
Tratamento opcional	Hydrapeg
Cor de manipulação	Não



## Soluções recomendadas

Solução de estojo	Oté Fine
Solução de limpeza	Oté Clean
Solução de preenchimento	Isosol



## Apresentação

Onefit MED é a mais recente lente escleral totalmente personalizada para córneas normais e para córneas altamente irregulares. Permite uma adaptação intuitiva com a ajuda de um avançado software da Blanchard, deixando para o profissional o controlo da adaptação, personalizando desde a zona central, média periferia, limbo e alinhamento do bordo com a esclera para uma adaptação ótima.



## Guia de adaptação

Para a correcta adaptação consultar o seguinte link:  
[www.prod.blcalculator.com/base/product/onefit2/compensationtool.php?l=en](http://www.prod.blcalculator.com/base/product/onefit2/compensationtool.php?l=en)