





-  **1.** COLOCAÇÃO
Lavar cuidadosamente as mãos e remover qualquer maquilhagem na região dos olhos.
-  **2.** Retirar a lente de contacto híbrida do estojo ou blister e passar por uma solução salina ou soro fisiológico. Tenha o hábito iniciar sempre pelo mesmo lado.
-  **3.** Inspeccionar a lente para ter a certeza que não tem resíduos na totalidade da superfície.
-  **4.** Preencher a lente de contacto híbrida totalmente com soro fisiológico em unidoses ou solução salina sem conservantes. Use um adaptador ou os dedos em forma de tripé invertido (fig. 3, 4).
-  **5.** Incline o tronco para a frente, paralelo ao chão, de forma a que a colocação da lente seja executada em trajectória vertical ascendente. Coloque um espelho numa superfície horizontal para controlar a colocação da lente de contacto.
-  **6.** Inserir a lente de forma a garantir a colocação sem derramar a solução que está na concavidade da lente. Abrir corretamente as pálpebras com a mão livre (fig. 1). Se necessitar de algum esclarecimento adicional ou precisar de ajuda contacte o seu especialista.

-  **1.** REMOÇÃO
Lavar cuidadosamente as mãos e remover maquilhagem somente após a remoção da lente.
-  **2.** Humedecer os olhos com uma gota de lágrima artificial ou soro fisiológico e colocar o dedo indicador e polegar como uma pinça puxando levemente a lente na junção da semi-rígida e da saia hidrófila.
-  **3.** Se usar a ventosa, humedecer os olhos com uma gota de lágrima artificial ou soro fisiológico e colocar a ventosa no centro semi-rígido da lente puxando-a levemente até esta sair por completo.
-  **4.** Utilize as seguintes soluções recomendadas de limpeza e manutenção para higienizar as suas lentes de contacto híbridas: Oté Clean, Eyeeye Comfort All-in-One. Se necessitar de algum esclarecimento adicional ou precisar de ajuda contacte o seu especialista.

