












COLOCAÇÃO

-  **1.** Lavar cuidadosamente as mãos e remover qualquer maquilhagem na região dos olhos.
-  **2.** Retirar a lente de contacto escleral do estojo ou blister e passar por uma solução salina ou soro fisiológico. Tenha o hábito iniciar sempre pelo mesmo lado.
-  **3.** Inspeccionar a lente para ter a certeza que não tem resíduos na totalidade da superfície.
-  **4.** Preencher a lente de contacto escleral totalmente com soro fisiológico em unidoses ou solução salina sem conservantes. Use um adaptador ou os dedos em forma de tripé invertido (fig. 3, 4).
-  **5.** Incline o tronco para a frente, paralelo ao chão, de forma a que a colocação da lente seja executada em trajectória vertical ascendente. (fig. 1) Coloque um espelho numa superfície horizontal para controlar a colocação da lente de contacto.
-  **6.** Inserir a lente de forma a garantir a colocação sem derramar a solução que está na concavidade da lente. Abrir corretamente as pálpebras com a mão livre (fig. 1).
-  **7.** Verificar a existência de bolhas, se houver repetir o procedimento desde o passo 4. Se necessitar de algum esclarecimento adicional ou precisar de ajuda contacte o seu especialista.

REMOÇÃO

-  **1.** Lavar cuidadosamente as mãos e remover maquilhagem somente após a remoção da lente.
-  **2.** Se usar a ventosa posicioná-la no bordo da lente e puxar gentilmente a lente provocando uma bolha de ar entre a lente e o olho. A ponta da ventosa deve estar humedecida em solução salina (fig. 2).
-  **3.** Se usar os dedos faça uma ligeira pressão nos bordos verticais opostos com os dedos e o tarso palpebral para libertar pressão entre a lente e o olho, esta saltará sem oferecer resistência.
-  **4.** Utilize as seguintes soluções recomendadas de limpeza e manutenção para higienizar as suas lentes de contacto esclerais: Oté Clean, Oté Fine ou Eyeye Comfort All-in-One. Se necessitar de algum esclarecimento adicional ou precisar de ajuda contacte o seu especialista.

