







- ### 1. COLOCAÇÃO
-  1. Lavar cuidadosamente as mãos e remover qualquer maquilhagem na região dos olhos.
 -  2. Retirar a lente de contacto híbrida do estojo ou blister e passar por uma solução salina ou soro fisiológico. Tenha o hábito iniciar sempre pelo mesmo lado.
 -  3. Inspeccionar a lente para ter a certeza que não tem resíduos na totalidade da superfície.
 -  4. Colocar uma gota de lubrificante ocular sem conservantes ou soro fisiológico na câncavidade da lente.
 -  5. Incline o tronco para a frente de um espelho numa superfície vertical para controlar a colocação da lente de contacto. Assegure-se que a colocação da lente é executada em trajectória horizontal (fig. 1).
 -  6. Inserir a lente de forma a garantir a colocação total e de seguida pestanejar levemente para que a lente se centre no olho. Se necessitar de algum esclarecimento adicional ou precisar de ajuda contacte o seu especialista.

- ### 1. REMOÇÃO
-  1. Lavar cuidadosamente as mãos e remover maquilhagem somente após a remoção da lente.
 -  2. Humedecer os olhos com uma gota de lágrima artificial ou soro fisiológico e colocar o dedo indicador e polegar como uma pinça puxando levemente a lente na junção da semi-rígida e da saia hidrófila.
 -  3. Se usar a ventosa, humedecer os olhos com uma gota de lágrima artificial ou soro fisiológico e colocar a ventosa no centro semi-rígido da lente puxando-a levemente até esta sair por completo.
 -  4. Utilize as seguintes soluções recomendadas de limpeza e manutenção para higienizar as suas lentes de contacto híbridas: Oté Clean, Eyeeye Comfort All-in-One. Se necessitar de algum esclarecimento adicional ou precisar de ajuda contacte o seu especialista.

