

A nova tecnologia no

# diagnóstico de arritmias



## Uma nova tecnologia para auxiliar

médicos, técnicos e pacientes.



		Holter Convencional	Marcador de Eventos (Looper)
ECG	✓	✓	Grava 5min antes e depois do evento
Marcador de eventos	✓		✓
Gravação contínua	<b>até 7 dias</b> (recarga ilimitada)	24 horas	Até 15 dias
Canais	<b>3</b>	3	1
Canais analisados	<b>3</b>	1	1
Inteligência artificial	✓		
Transmissão Online	✓		
Gravação Offline	✓	✓	✓
Memória	<b>Interna</b>	Externo(Cartão SD)	Externo(Cartão SD)
Diário do paciente	<b>App</b>	Papel	App
Correlação de eventos do diário paciente	<b>Automático</b>	Manual	Manual
Design confortável e flexível	✓		
Sem fios	✓		
Resistente a água	✓		
Eco friendly	<b>Bateria recarregável</b>	Pilhas	Descartável
Base de recarga sem fio	✓	Não possui	Não possui

# Holter e Marcador de Eventos

em um único  
dispositivo



## **Sem fios**

Praticidade na instalação e comodidade ao paciente.



## **Inteligência Artificial**

Realiza pré-laudo, agilizando o processo de análise pelos técnicos e médicos.



## **Monitorização longa duração (7 dias)**

Com bateria interna, permite realização de exames de longa duração.



## **Captação contínua**

Com tecnologia Bluetooth, capta os sinais cardíacos pelo dispositivo e transmite pelo celular.



## **Cobertura por operadora de saúde**

Os exames de Holter 24h tem código TUSS e estão no rol da ANS.

1



O QuoreOne é posicionado sobre o **tórax do paciente**.

3 derivações e confortável



2

Com o aplicativo, o operador\* **configura o período, o modo do exame** (Online ou Offline) e testa o sinal, dando início ao exame.

3

No modo online, **com o QuoreOne instalado e configurado, o paciente baixa o aplicativo e conecta para transmitir o sinal**.

Durante o exame, pode adicionar nota de algum sintoma.

4

O sinal ECG é recebido pela **plataforma de análise que processa os dados recebidos com o algoritmo de inteligência artificial**.



5

Ao término programado do exame é gerado relatório com pré-laudo por inteligência artificial, **validado na sequência por cardiologista habilitado**.

**Conheça um pouco mais da tecnologia Quoretech** acessando o vídeo, apontando a câmera do seu celular para o **QR Code**.



**\*NOTA:** É considerado **OPERADOR** o profissional que instala o **QuoreOne** no paciente.

Estudo clínico comparativo do sistema **QuoreOne Holter** e do sistema Holter de mercado sendo conduzido em uma colaboração entre a **ARO** (Academic Research Organization da Sociedade Beneficente Israelita Albert Einstein) e o **Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia**

QT-FESTA02